

DAŇOVÝ DOKLAD FAKTURA

Dodavatel: CHEIRÓN a.s.

Kukulova 24
169 00 Praha

Telefon: 377 590 411 IČ: 27094987
Fax: 377 590 435
E-mail: servisni.objednavky@cheiron.eu DIČ DPH: CZ27094987

Evidenční číslo daňového dokladu: **150600007**

Variabilní symbol: 150600007

Objednávka: 399/289/2025 NLZP LPN3

Číslo zákazníka: 2673

Pen. ústav: Československá obchodní banka, a.s. **Bank. spojení:** 279233863 / 0300

KS: 0308

Místo určení:

ZZS Nymburk

Bedřicha Smetany 55
288 02 Nymburk

Odběratel:

**Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje, příspěvková**

Vančurova 1544
272 01 Kladno
IČ: 75030926

DIČ DPH:

Datum splatnosti: 01.02.2026

Datum vystavení daňového dokladu: 02.01.2026

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 02.01.2026

Forma úhrady: Platebním příkazem

Způsob dopravy: CEDES

Zakázka: 173

Řádek č.	Reg.č. Množství MJ	Označení J. cena bez DPH	C.cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Částka DPH	Celkem s DPH po slevě
-------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	---------------	--------------------------

Dodací list 549600002

1	841-03	BTK - pumpa inf., dávkovač							
	1,00 ks		1 070,00	1 070,00		1 070,00	21	224,70	1 294,70
2	PI-022-000246-00	Baterie pro SP1,SP3 a VP1,VP3, DS5							
	1,00 ks		2 350,00	2 350,00		2 350,00	21	493,50	2 843,50
3	841-03	BTK - pumpa inf., dávkovač							
	1,00 ks		1 070,00	1 070,00		1 070,00	21	224,70	1 294,70
4	PI-022-000246-00	Baterie pro SP1,SP3 a VP1,VP3, DS5							
	1,00 ks		2 350,00	2 350,00		2 350,00	21	493,50	2 843,50
			6 840,00			6 840,00			8 276,40

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	6 840,00	1 436,40	8 276,40
		6 840,00	1 436,40	8 276,40

Fakturace celkem Kč 8 276,40

Telefon: 377 590 471

Vystavil/a: Roučková Simona

CHEIRÓN a.s. zapsán Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8964

DAŇOVÝ DOKLAD FAKTURA

Dodavatel : CHEIRÓN a.s.

Kukulova 24
169 00 Praha

Evidenční číslo daňového dokladu: **150600007**

Variabilní symbol: **150600007**

ZP jsou dodávány ve shodě s platnou legislativou vztahující se ke zdravotnickým prostředkům.

Společnost CHEIRÓN a.s. je zapojena do kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL.

Společnost CHEIRÓN a.s. je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů dle platné legislativy.

V případě, že při technické kontrole byla zjištěna závada, byla tato závada po vzájemné dohodě s odběratelem odstraněna formou opravy zdravotnických prostředků.

Objednáním zboží odběratel akceptuje a souhlasí s Obchodními podmínkami CHEIRÓN a.s. umístěnými na www.cheiron.eu.

Záznam o opravě a přezkoušení je součástí předané dokumentace o opravě.

Korespondenční adresa dodavatele: CHEIRÓN a.s., Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň

Dodání chybné nebo neúplné zásilky reklamujte na tel.: 377 590 471, 377 590 440.

Kupující je oprávněn vrátit zboží pouze za následujících podmínek:

- Zboží musí být nepoužité, v neporušeném, nepoškozeném a originálním obalu.
- Obal nesmí být popisován, polepen ani jinak upravován.
- Sterilní zboží nelze vrátit z důvodu zajištění bezpečnosti a hygienických standardů.

Vrácení zboží je možné pouze po předchozím písemném souhlasu prodávajícího a za podmínek dohodnutých individuálně.

Platné Obchodní podmínky naleznete na www.cheiron.eu.

Děkujeme. Servisní oddělení CHEIRÓN a.s.

Telefon: 377 590 471

Vystavil/a: Roučková Simona

CHEIRÓN a.s. zapsán Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8964

DODACÍ LIST

Dodavatel: CHEIRÓN a.s.Kukulova 24
169 00 PrahaTelefon: 377590411, 377590455
Fax: 377 590 435
E-mail: servisni.objednavky@cheiron.euIČ: 27094987
DIČ: CZ27094987**Řada dokladu: 549****Číslo dokladu: 600002****Objednávka 399/289/2025 NLZP LPN3**

Faktura: 150 600007

Zakázka: 173

Způsob dopravy: CEDES

Místo určení: ZZS NymburkBedřicha Smetany 55
288 02 Nymburk**Specifikace místa dodání:**

Martina Sodomová 731 137 041

Datum vystavení dokladu: 02.01.2026**Odběratel: Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje, příspěvková
Vančurova 1544
272 01 Kladno**

IČ: 75030926

DIČ:

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK (ZP):**Výrobní číslo:**

Řádek	Reg. č.	Název položky	Množství	MJ
Servisní výkaz: 770521186 Injekční pumpa BeneFusion SP3 SK90802864				
1	500 841-03	BTK - pumpa inf., dávkovač	1,00	ks
2	170 PI-022-000246-00	Baterie pro SP1,SP3 a VP1,VP3, DS5	1,00	ks
Servisní výkaz: 770518173 Injekční pumpa BeneFusion SP3 60100865				
3	500 841-03	BTK - pumpa inf., dávkovač	1,00	ks
4	170 PI-022-000246-00	Baterie pro SP1,SP3 a VP1,VP3, DS5	1,00	ks

BTK: 69355;Nymburk; č.obj. 399/289/2025 NLZP LPN3

Práce pod dohledem V.V. + V.N.

Dodání chybné nebo neúplné zásilky reklamujte na tel.: 377 590 471, 377 590 440.

Kupující je oprávněn vrátit zboží pouze za následujících podmínek:

Vystavil/a: Roučková Simona

Údržbu uvedeného zdravotnického prostředku (ZP) provedl autorizovaný servis firmy CHEIRÓN a.s. Při údržbě byly použity návody, dokumentace a zkoušky stanovené výrobcem. Po provedené údržbě byl ZP pečlivě vyzkoušen. Předepsané zkoušky byly úspěšné. ZP je funkční a pro další provoz bezpečný. Záznam o opravě a přezkoušení je součástí předané dokumentace o opravě.

Na servisní práce a náhradní díly dodané při opravě je poskytována 3měsíční záruční doba. V případě, že se vyskytne vada dílu dodaného při opravě, bude v záruční době vadný díl zákazníkovi bezplatně vyměněn. Záruka na opravu se nevztahuje na závady způsobené cizím zákrokem, neodbornou manipulací, nevhodným skladováním, dopravou nebo poškozením originální servisní plomby CHEIRÓN. V případě, že by došlo k poškození, ztrátě nebo zničení ZP převzatého do opravy, uhradí CHEIRÓN a.s. vzniklou škodu ve výši zůstatkové hodnoty ZP v době poškození. Odběratel je povinen při uplatňování reklamace, opravy nebo požadavku na provedení BTK předat ZP dodavateli v čistém a dekontaminovaném stavu.

CHEIRÓN a.s. zapsán Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8964

Dodací list : **549600002**

Strana: 1/2

DODACÍ LIST**Dodavatel : CHEIRÓN a.s.**Kukulova 24
169 00 Praha**Řada dokladu: 549****Číslo dokladu: 600002**

- Zboží musí být nepoužité, v neporušeném, nepoškozeném a originálním obalu.
- Obal nesmí být popisován, polepen ani jinak upravován.
- Sterilní zboží nelze vrátit z důvodu zajištění bezpečnosti a hygienických standardů.

Vrácení zboží je možné pouze po předchozím písemném souhlasu prodávajícího a za podmínek dohodnutých individuálně.

Platné Obchodní podmínky naleznete na www.cheiron.eu.

Děkujeme. Servisní oddělení CHEIRÓN a.s.

Vystavil/a: Roučková Simona

Údržbu uvedeného zdravotnického prostředku (ZP) provedl autorizovaný servis firmy CHEIRÓN a.s. Při údržbě byly použity návody, dokumentace a zkoušky stanovené výrobcem. Po provedené údržbě byl ZP pečlivě vyzkoušen. Předepsané zkoušky byly úspěšné. ZP je funkční a pro další provoz bezpečný. Záznam o opravě a přezkoušení je součástí předané dokumentace o opravě.

Na servisní práce a náhradní díly dodané při opravě je poskytována 3měsíční záruční doba. V případě, že se vyskytne vada dílu dodaného při opravě, bude v záruční době vadný díl zákazníkovi bezplatně vyměněn. Záruka na opravu se nevztahuje na závady způsobené cizím zákrokem, neodbornou manipulací, nevhodným skladováním, dopravou nebo poškozením originální servisní plomby CHEIRÓN. V případě, že by došlo k poškození, ztrátě nebo zničení ZP převzatého do opravy, uhradí CHEIRÓN a.s. vzniklou škodu ve výši zůstatkové hodnoty ZP v době poškození. Odběratel je povinen při uplatňování reklamace, opravy nebo požadavku na provedení BTK předat ZP dodavateli v čistém a dekontaminovaném stavu.

CHEIRÓN a.s. zapsán Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8964

Dodací list : **549600002**

Strana: 2/2



Protokol

o provedení bezpečnostně technické kontroly (BTK) a vyhodnocení stavu zdravotnického prostředku (ZP) podle § 45, zákona č. 375/2022 Sb., o ZP, v platném znění

Poskytovatel: ZZS Nymburk

Číslo protokolu: **770 518173**

Název ZP: Injekční pumpa BeneFusion SP3

Datum provedení BTK: 23.12.2025

Výrobní číslo ZP: 60100865

Oddělení: Stanoviště Nymburk

Evidenční číslo ZP:

Třída ZP: IIb

Třída ochrany:	I	Odpor ochranného vodiče (Ω):	0,1	Vyhovuje
Druh síťového přívodu:	Odpojitelný	Izolační odpor ($M\Omega$):	> 100	Vyhovuje
Délka síťového přívodu (m):	2,5	Měřicí metoda unikajícího proudu:	Alternativní (nepřímá) metoda	
		Unikající proud přístroje (mA):	0,03	Vyhovuje

Použité měřicí přístroje: Název <=> Výrobní číslo

MDtest <=> 1331 <=>

<=> <=>

<=> <=>

Popis technické kontroly: Byla provedena dle pokynů výrobce.

Vyhodnocení stavu ZP: Je ZP plně funkční a schopen bezpečného provozu: **ANO**

Termín příští BTK: 23.12.2027

BTK provedl: Václav Neliba

Osoba provádějící přímý dohled: Bc. Vladislav Vichr

Protokol

o provedení bezpečnostně technické kontroly (BTK) a vyhodnocení stavu zdravotnického prostředku (ZP) podle § 45, zákona č. 375/2022 Sb., o ZP, v platném znění

Při kontrole provozní způsobilosti ZP servisní technik provedl následující kroky a testy:

- 01. Elektrická kontrola
 - 01.1. Odpor ochranného vodiče
 - 01.2. Izolační odpor
 - 01.3. Unikající proud přístroje
 - Přístupná část
- 02. Zevní kontrola infuzní pumpy a komponentů
- 03. Testy přístroje (dle servisní příručky)
 - 03.1. Kontrola Auto-testu po zapnutí
 - 03.2. Kalibrace přesnosti dávkování
 - 03.3. Kalibrace
 - 03.4. Test funkčnosti
 - 03.5. Test baterií
- 05. Výměna baterie (každé tři roky)
- 06. Závěrečné přezkoušení



Protokol

o provedení bezpečnostně technické kontroly (BTK) a vyhodnocení stavu zdravotnického prostředku (ZP) podle § 45, zákona č. 375/2022 Sb., o ZP, v platném znění

Poskytovatel: ZZS Nymburk

Číslo protokolu: 770 521186

Datum provedení BTK: 23.12.2025

Název ZP: Injekční pumpa BeneFusion SP3

Výrobní číslo ZP: SK90802864

Oddělení: Nymburk

Evidenční číslo ZP:

Třída ZP: IIb

Třída ochrany:	I	Odpor ochranného vodiče (Ω):	0,11	Vyhovuje
Druh síťového přívodu:	Odpojitelný	Izolační odpor ($M\Omega$):	> 100	Vyhovuje
Délka síťového přívodu (m):	2	Měřicí metoda unikajícího proudu:	Alternativní (nepřímá) metoda	
		Unikající proud přístroje (mA):	0,02	Vyhovuje

Použité měřicí přístroje: Název <=> Výrobní číslo

MDtest <=> 1331 <=>

<=> <=>

<=> <=>

Popis technické kontroly: Byla provedena dle pokynů výrobce.

Vyhodnocení stavu ZP: Je ZP plně funkční a schopen bezpečného provozu **ANO**

Termín příští BTK: 23.12.2027

BTK provedl: Václav Neliba

Osoba provádějící přímý dohled: Bc. Vladislav Vichr



CHEIRÓN a.s., Kukulova 24, Břevnov, 169 00 Praha 6
Provozovna: Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň
Telefon: 377 590 411 Fax: 377 590 435
IČ: 27094987 DIČ: CZ27094987

Protokol

o provedení bezpečnostně technické kontroly (BTK) a vyhodnocení stavu zdravotnického prostředku (ZP) podle § 45, zákona č. 375/2022 Sb., o ZP, v platném znění

Při kontrole provozní způsobilosti ZP servisní technik provedl následující kroky a testy:

- 01. Elektrická kontrola
 - 01.1. Odpor ochranného vodiče
 - 01.2. Izolační odpor
 - 01.3. Unikající proud přístroje
 - Přístupná část
- 02. Zevní kontrola infuzní pumpy a komponentů
- 03. Testy přístroje (dle servisní příručky)
 - 03.1. Kontrola Auto-testu po zapnutí
 - 03.2. Kalibrace přesnosti dávkování
 - 03.3. Kalibrace
 - 03.4. Test funkčnosti
 - 03.5. Test baterií
- 05. Výměna baterie (každé tři roky)
- 06. Závěrečné přezkoušení